

Airtraq+Plus

Еко видеоларингоскоп
“Всичко в Едно”



МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
НА ДОСТЪПНА ЦЕНА

УСТОЙЧИВ
БЕЗОПАСЕН

Интубация във всякаква позиция и всякаква обстановка



За нормални и трудни дихателни пътища



Идеално балансиран



**Напълно херметични
лъжици с вградена дръжка**



**3,5" клавиатура.
Удобна навигация**



Видео ларингоскоп върху база за зареждане

Спецификации

Референция	A600
Описание	Видео ларингоскоп
Екран	3.5" IPS. Резолуция 640 x 480
Клавиатура	Зрителен ъгъл = 85
Видео сензор	CMOS. Резолуция: 800 x 800
Капацитет на батерията	180 минути, акумулаторна
Wi-Fi	Обхват: 5 m (прибл.)
Вътрешна памет	16 Gb. 10 часа (прибл.)
IP защита	IP6x (IEC 60529)
Тегло	195 g
Автоматичен запис	Да. Избира се от потребителя
Възпроизвеждане	Да. Пълна функционалност
Хибридна интубация	Да. Ръчно управление на светлината

Single Use **ECO** Blades



РЕФ.	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
A6M4	MacIntosh # 4 4-за възрастни	➤ Всички 3 геометрии на лъжицата ➤ От новородени до възрастни ➤ Изработени от сертифициран по ISCC рециклиран поликарбонат ➤ Вградената дръжка намалява кръстосаното замърсяване ➤ Нисък профил ➤ Херметични
A6M3	MacIntosh # 3 3-Малка за възрастни	
A6M2	MacIntosh # 2 2-за деца	
A6M1	MacIntosh # 1 1- за новородени	
A6HA	Хипер ъгъл "H" За възрастни	
A6C3	Канална, обикновена 3-за възрастни	
A6C2	Канална, малка 2-Малка за възрастни	
A6C1	Канална, за деца 1-за деца	
A6C0	Канална, за бебета 0- за новородени	

Wi-Fi Едновременно изображение на вторичен дисплей

- Дисплей Airtraq Max View 10.4"
- Телефон, Таблет и Компютър





Един ВИДЕО ЛАРИНГОСКОП за
всички видове и размери лъжици



McIntosh



Канална



Свръх
ЪГЪЛ

Лъжиците са изработени от
РЕЦИКЛИРАН поликарбонат
Вашият **ЕКО** избор



САЩ
Airtraq LLC
Телефон 1-877-624-7929
E-mail: info.usa@airtraq .com



www.airtraq.com

Европа, Азия и други
Prodol Meditec S.A.
Телефон: +34 944 804 690
E-mail: info@airtraq.com