

Airtraq sp

Канален видео ларингоскоп



За еднократна употреба
Монолитен
Готов за употреба

Обикновен • Ефективен • Достъпен

A390 Wi-Fi камера



- Запис на видео и моментна снимка
- Автоматичен запис
- Пълно възпроизвеждане
- Лесно прехвърляне на видеото към компютър

САЩ
Airtraq LLC
Телефон: 1-877-624-7929
E-mail: info.usa@airtraq.com



www.airtraq.com

Европа, Азия и други
Prodol Meditec S.A.
Телефон: +34 944 804 690
E-mail: info@airtraq.com



Предлага се във всички размери
от възрастни до новородени

■ Бебе (Infan)	■ Педиатричен (Pediatric)	■ Назален (Nasal)	■ Двоен лумен (Double lumen)
Ref: A041	Ref: A031	Ref: A061	Ref: A071
2.5-3.5 ETT	4.0-5.5 ETT	-	28-41 Fr
M.O.*: 11 mm	M.O.*: 12 mm	M.O.*: 15 mm	M.O.*: 18 mm

(*) M.O.: Минимално отваряне на устата

■ За възрастни, обикновен	■ За възрастни, малък
Реф.: A011	Реф.: A021
7.0-8.5 ETT	6.0-7.5 ETT
M.O.*: 16 mm	M.O.*: 15 mm



Особено ефективен при:

- Цревикална имобилизация
- Затлъстяване
- Будни пациенти
- В комбинация с фиброскоп
- Фронтална или латерална интубация
- Лоша дентура

Окулярът е свързан с ендоскопски камери



Как каналният видео ларингоскоп опростява интубацията

- Каналът на Airtraq опростява вкарването на ЕТТ и съкращава времето за интубация.
- Не е необходим стилет. Избягват се потенциалните наранявания. Елиминират се разходите за стилети.
- Формата 90° минимизира хиперекстензията и намалява необходимата сила.
- Намалява хемодинамичната реактивност.
- Улеснява интубацията във всяка позиция (лице в лице и др.).
- Висок процент успешни интубации при трудни дихателни пътища.

Формата 90°
намалява
необходимата
сила

Каналът
улеснява
поставянето
на ЕТТ

На
разположени
е когато и
където ви
трябва